


User Guide

Comper. SMART BODY FAT SCALE

智能体脂秤使用说明书



中文	1
English	11

下载 App

1. 在应用市场或 App Store 中搜索“Comper 健康”，或扫描二维码直接下载。




Comper 健康


2. 按照 App 提示完成注册和绑定。
3. 进入 App 设置体脂秤的显示单位。

初次使用

1. 打开秤底壳电池仓，按正确电池极片方向放入电池。




2. 将体脂秤放在坚硬平坦的地面上，上秤即可称重。




产品组成

3. 若秤面屏幕显示“LO”，请及时更换电池。




包装盒里包括：

体脂秤主机 1 个




7 号 (AAA) 电池 4 节



产品说明书 1 份



若秤面屏幕显示“Err”，说明体重超过了称重的最大范围，请及时下秤。



检测项

1. 赤脚称量，可通过 Comper 健康 App 获知体重、脂肪率、身体水分率、肌肉重量、身体质量指数（BMI）、新陈代谢率（BMR）、骨骼重量、内脏脂肪系数、蛋白质含量和身体年龄。

注：测量时注意双脚或双腿不要贴合，否则将影响测量的准确性。

2. 穿鞋称量，可获知体重和身体质量指数（BMI）。

工作原理：

基于生物电阻抗法（BIA）原理测量身体电阻。由于身体中的肌肉和水分是导体，而脂肪不是，因此采用测量人体生物电阻的方法来计算人体的组成成分。

基本参数

LED 显示：27 x 80 mm

单位：KG/LB

产品尺寸：300 x 300 x 30 mm

最大量程：180 KG / 400 LB

最小量程：5 KG

分度值：体重 0.1 KG / 0.2 LB

精确度：肌肉、骨骼 0.1 KG，脂肪、水分 0.1%

适合人群：10 岁以上

身高范围：100 - 220 CM

最佳工作湿度：20% ~ 90%

最佳存储温度：-10°C ~ 50°C

电池要求：4 节 7 号（AAA）电池

注意事项

请按照以下警示和提醒使用与维护产品，因不按照本说明警告或偏离产品本来目的所进行的操作，而导致人或物品的损害，本公司不承担任何责任，请予以谅解。

1. 体内有起搏器或其它植入物的用户，不建议使用本产品
 - 有可能造成无法预知的身体伤害
2. 使用前，请保证双脚干燥
 - 有意外滑倒和影响测量结果的可能性
3. 请勿在剧烈运动后使用本产品
 - 可能造成测量结果不准确
4. 请勿在易燃的环境中使用
 - 有引发火灾或爆炸的可能
5. 本产品不可拆卸，请勿强行拆开、破坏、加热或丢入火中
 - 有造成电路爆炸的可能性
6. 请将体脂秤放在儿童接触不到的地方，同时请避免让儿童单独使用
 - 否则有可能会造成儿童受伤
7. 请勿将产品放置在易积水的区域
 - 有造成产品故障的可能性
8. 避免受到强烈冲击，从高处掉落
 - 有造成产品破损的可能性
9. 请勿将体脂秤浸入水中
 - 有造成产品故障的可能性
10. 请勿私自拆卸、修理和改造产品
 - 有导致测量出现误差或引起产品损坏的可能性
11. 请选用正规厂家的电池
 - 使用伪劣电池有可能造成电路的损坏

维护和保养

1. 请用干燥，柔软的布擦拭体脂秤表面。
2. 若体脂秤上的污垢较严重时，请用中性洗涤剂或沾水的布拧干后擦拭，再用柔软的布擦干。请勿使用挥发剂，稀释剂，汽油等来清除污垢。
3. 为体脂秤表面消毒时，将脱脂棉蘸上浓度 75% 的医用酒精轻轻擦拭即可。

产品质保信息

自购机之日起，凭保修卡及购货发票，您可以享受到 Comper 如下三包售后服务：

1. 自购买日起 7 天内，出现任何故障或质量问题，由售后人员确定后，可根据顾客的选择免费办理退换货或维修服务。
2. 自购买日起 8-15 日内，出现任何故障或质量问题，由售后人员确定后，可根据顾客的选择免费办理换货或维修服务。
3. 自购买日起 1 年内，出现任何故障或质量问题，由售后人员确定后，可进行免费修理。

以下情况不属于三包范围：

1. 未参考说明书注意事项，造成产品损坏。
2. 自行维修拆装、人为损坏、自然灾害及不可抗力等因素所引起的问题。
3. 超过三包有效期。

康铂创想（北京）科技有限公司

北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 4 号楼 1 层 102、103 室，2 层 203 室、211 室、213 室

全国服务热线：400 900 1020

微信服务：ComperHealthcare



产品保修卡

保修日期	保修内容	维修人员签字

版权说明

著作权属康铂创想（北京）科技有限公司所有，本公司依法享有并保留一切著作权的专属权力，非经本公司事前书面许可，不得对本说明文件进行增减、节录、翻印、改做或仿制。

关于此说明文件的内容，本公司不负任何责任明示或暗示的保证或担保责任，因产品改进和技术更新，而发生的内容改变，解释权属公司所有。

Download App

1. Search “Comper Health” in Google Play or App Store, or Scan QR code to download App.




Comper Health


2. Follow the prompts on App to complete registration and binding.
3. To change unit of the weight scale, please enter settings on App.

First Time Use

1. Open the battery cover, put 4 AA batteries to power on the scale




2. Place the scale on the hard, flat surface, step on it to weigh




Product Contents


3. 'LO' means you need to change the batteries




"Err" means the weight exceeds the maximum capability of scale.



One smart body fat scale



Four AAA batteries



One user guide



Measure Range

1. Weigh with bare feet, you can see result of body weight, body fat, body water, muscle mass, BMI (body mass index), BMR (KCAL), bone mass, visceral fat, protein content and body age on Comper Health App.

Note: To ensure accuracy, please be careful not to fit your feet and legs when measuring body fat.

2. Weigh with shoes, you can get body weight and BMI on Comper Health App.

Working Theory

This device is based on the BIA (Bioelectrical impedance Analysis) technology. The reason is that human body fat can not be conductive, but muscle and water are good conductors. The device measures human body bioelectrical impedance to calculate the composition of human body.

Specification

27*80mm Highlight LED Display

Unit: kg / lb

Size: 300*300*30mm

Capacity: 180kg / 400lb

Minimum weight: 5kg / 11 lb

Weight measurement graduation: 0.1kg / 0.2lb

Graduation: Muscle mass,
bone 0.1kg,
Body fat,
body water 0.1%

Age range: 10-99 years old

Height range: 100-220cm

Working humidity: 20%-90%

Storage temperature: -10°C -50°C

Power: DC 6V (4*AAA Batteries)

Caution

Please follow the following warning and reminder to use and maintain products. The company shall not be liable for any damage to persons or articles arising from the operations not in accordance with below contents or the original purpose of the product.

1. Not recommended for individuals with medical implants such as pacemakers;
2. Not recommended for women who are pregnant
3. Make sure your feet are clean before stepping on the scale
4. Do not stand on the edge of the scale or jump on it
5. Do not use the scale in flammable environment, due to possibility of fire or explosion
6. Do not disassemble, destruct, heat or force the scale into a fire, due to possibility of circuit explosion
7. Keep out of children. Adult supervision recommended during child use, to avoid injury
8. Do not put the scale on the wet floor, and ensure feet are dry prior to stepping on the weight panel, due to possibility of slipping
9. Do not place the scale in a wet area, due to possibility of product failure
10. Avoid strong impact, including falls from height, due to possibility of product breakage
11. Do not immerse the scale in water, due to possibility of product failure
12. Please buy the batteries in formal channels

Care and Maintenance

Please use dry and soft cloth to clean the surface of the scale

Wiping the machine by wet cloth with detergent, and clean it with dry cloth

Product Warranty Information

Comper warrants the smart weight scale against defects in quality when used normally in accordance with user guide and ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchase (purchase invoice required):

The following will void the warranty:

1. Product damage caused by negligence of produce specification notice.
2. Self-repair, disassembly, man-made damage, natural disasters and irresistible force.
3. Use more than 1 year.

Legal Disclaimer

Comper Chuangxiang (Beijing) Technology Co. Ltd has the ownership and final interpretation of description of Comper app.

Comper App pursuits for perfect and excellent function, if there is any discrepancy with this specification, subject to the latest version of app.

Comper Chuangxiang (Beijing) Technology Co. Ltd owns the copyright of Comper app.

Copyright

Copyright is owned by Comper (Beijing) Technology Co., Ltd., the Company shall enjoy and reserve all exclusive authority of copyright. No part of the Manual shall be increased or decreased, excerpted, reproduced, altered or imitated without the prior written consent of the Company.

For the content of this Manual, the Company is not responsible for any explicit or implied warranty or guarantee liability. The content change caused by product improvements and technology updates could occur at any time without prior notice. The power of interpretation is vested by the Company.



comper™

康铂